



Laboratoriet

Nordfjord sjukehus

Helse Førde

6771 Nordfjordeid - Tlf. 57 86 40 21 - Fax 57 86 40 09

BETALAST AV:

Institusjon
Betalar sitt namn: _____

Bedrift
Betalar sitt namn: _____

Pas. betalar sjølv

Rekvirent / Kode:

Five empty rectangular boxes arranged horizontally, intended for children to draw or write in.

Adresse

Poststad

KLINISKE OPPLYSNINGAR:

EKVISISJON FOR BLODPRØVE

PASIENT

E. nr

MANN

KVINNE

Namn

Avdeling

Romnr.

Tlf.

Dato

kl.

Lab. nr.

BLODSMITTE

Ø Hjælp

1. EDTA-blod (lilla kork) **2.** Citratblod (blå kork) **3.** Citratplasma (blå kork) **4.** Serum-glas utan tilsettning. **5.** Spesialhandsaming, sjå baksida.
Umerka analyser: Serum-/gelglas. **F**-Fastande prøver. Analyser på gul bakgrunn vidaresendast til LMBB Førde. Krev eige prøvetakningsglas.

HEMATOLOGI	KJEMISKE ANALYSER	KJEMISKE ANALYSER	ANDRE ANALYSER
eb-Hemoglobin ¹	s-Natrium	s-TSH	s-ASAT
eb-LPK (kvite) ¹	s-Kalium	s-Fritt T4	s-Urea (karbamid)
eb-TPK (trombo) ¹	s-Kreatinin	s-PSA	s-Monospot
eb-EVF (Hct) ¹	s-Albumin	s-Troponin I	s-HCG, kvalitativ hurtigtest
eb-EPK (raude) ¹	s-Totalprotein	s-B12	s- Paracetamol (utan gel)
eb-MCV ¹	s-LD	s-Folat	
eb-MCH ¹	s-ALAT		
eb-MCHC ¹	s-CK		
eb-Maskinell diff ¹	s-ALP		
eb-Reticulocytt ¹	s-GGT		
SR ⁵	s-Bilirubin, total		
	s-Bilirubin, direkte		
	s-Urat		
	s-Kolesterol		
	s-HDL-kolesterol F		
	s-Triglyserid F		
	s-LDL-kolesterol		
	s-Ionisert calcium ⁵		
	s-Calsium		
	s-Calsium, albuminkorrigert		
	s-Fosfat		
	s-Amylase		
	s-CRP		
	s-Ferritin		
	s-Transferrinmetning F (Fe, TIBC)		
		Volum: ml	
		Samla frå til	
		du=døgnurin	
		nu=natturin	
KOAGULASJON			Medikament
cb-INR ²			s-Digoksin
cp-APTT ³			s-Fenytoin
cb-Fibrinogen ²			s-Salicylat
cb-D-dimer ²			s-Digitoxin
BLODBANK			s-Teofyllin
Blodtyping ^{1,5}			s-Karbamazepin
Antistoff screening ^{1,5}			s-Litium
Direkte Coombs ^{1,5}			s-Gentamicin
AVFØRING			Preparat namn:
	Hemofec	
BELASTNINGAR			Siste dose tatt:
	Glukose		Dato: Kl:
	Laktose		
		Hugs prøvetaking-tidspunktet.	Prøva tatt:
			Dato: Kl:

HEMATOLOGI	KOMMENTAR
B-LPK, B-HB, B-TPK, B-EPK	EDTA-blod (lilla kork).
B-EVF, B-MCV, B-MCH, B-MCHC, og maskinell diff	Haldbar i 2 døgn i kjøleskap.
Blodutstryk	Haldbar i 2 timer. Kliniske opplysningar MÅ fyllast ut.
SR	Na-Citrat, haldbar i 4 timer.

KOAGULASJON	
cb-INR	Citratblod (blå kork) Haldbar 3 døgn i romtemperatur
cb-FIBRINOGEN	Citratblod (blå kork) Haldbar i 3 døgn i romtemperatur.
cb-D-dimer	Citratblod (blå kork) Haldbar 2 døgn i romtemperatur
cp-APTT	Citratplasma (avpipettert innan 30 min. etter prøvetaking) Haldbar i 4 timer i romtemperatur

KLINISK KJEMI	
S-Ionisert calcium	Gelglas, må vere uopna. Haldbar 3 døgn.
S-Troponin-I	Haldbar 1 døgn (avpipettert).

BLODBANK	
Blodtyping	1 EDTA-glas. Må ha pasienten sitt heile namn og personnummer (11 siffer) og signatur av prøvetakar.

ANALYSER TIL LMBB FØRDE	
U-Proteinelektroforese	Primært samleurin, alternativt morganurin.

**Serumglas må stå i loddrett stilling i 30-120 minutt før centrifugering.
Eventuell avpipetting må skje snarast etter centrifugering.**

Ved rekvirering av kjemiske analyser treng vi 1 gelglas.

For analyser som skal sendast vidare til Førde krevst eit eige prøveglas.